

Кроличья Поликлональная Антитело К Kpnb1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14974

Артикул: CM0025296



введение

Кроличья поликлональная антитело к KPNB1 нацелена на бета-1 субъединицу импортоза — ключевой рецептор ядерного транспорта. Валидирована для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPNB1 кроличья rAb
Примечания/Алиасы	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3837
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 человеческого KPNB1 (NP_002256.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14974
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Активный лед