

Кроличья Поликлональная Антитело К Kras Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P01116

Артикул: CM0018516



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к KRAS для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживает KRAS человека, мыши и крысы. Необходимый инструмент для исследований сигнального пути Ras-MAPK и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KRAS кроличье пАт
Примечания/Псевдонимы	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; KRAS
Вид	Человек
GeneID (человек)	3845
GeneID	3845
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 30-189 человеческого KRAS (NP_203524.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01116
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	В ледяном пакете