

Кроличье Моноклональное Антитело К Kras+Hras+Nras Для Wb, If/Icc, Elisa — P01111 / P01112 / P01116

Артикул: CM0005168



введение

Пан-Ras (KRAS, HRAS, NRAS) кроличье моноклональное антитело, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Обнаруживает полосу размером ~18 кДа, нацелено на консервативный N-конец; идеально подходит для исследований сигналинга Ras-MAPK и изучения рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KRAS+HRAS+NRAS кроличье мкАнт
Примечания/Альтернативные названия	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; KRAS+HRAS+NRAS
Вид	Человек
ID гена (человек)	4893 / 3265 / 3845 (NRAS / HRAS / KRAS)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий aa 1-100 человеческого NRAS (P01111)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01111 / P01112 / P01116
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом