

Молочная Кислота-Гистон H3-K18 Поликлональные Антитела Кролика (Q16695/P68431) Для Wb, Db, Elisa

Артикул: CM0000086



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против лактилированного лизина 18 гистона H3 человека, подходящие для WB, DB и ELISA. Обнаруживают образцы человека, мыши и крысы с прогнозируемой широкой перекрестной реактивностью. Идеальны для эпигенетических исследований и исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Молочная кислота-Гистон H3-K18 pAb кролика
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Молочная кислота-Гистон H3-K18
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID)	8290/8350
Иммуноген	Синтетический лактилированный пептид в области K18 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другое (Прогнозируемый широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Пакет со льдом