

Кроличье Поликлональное Антитело К Лактилированному Гистону H3 (K14) Для Вестерн-Блоттинга/Ифа (Q16695/P68431)

Артикул: CM0000089



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к лактилированному гистону H3 по лизину 14 (K14). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Детектирует лактирование гистона H3 у человека, мыши и крысы, прогнозируется широкая перекрестная реактивность. Нацелено на SWISS Q16695/P68431.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Молочная кислота-Гистон H3-K14 Кроличье rAb
Примечания/Альтернативные названия	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Молочная кислота-Гистон H3-K14
Вид	Человек
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический лактилированный пептид вокруг K14 человеческого гистона H3 (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к другим модификациям
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (прогнозируется широкая)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом