

Кроличье Моноклональное Антитело К Лактилированному Гистону H3-K18 (Q16695/P68431) Для Эпигенетических Исследований

Артикул: CM0000080



введение

Кроличье моноклональное антитело против лактилированного гистона H3 по лизину 18 (SWISS: Q16695/P68431). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с широкой перекрестной реактивностью (человек, мышь, крыса). Подходит для изучения лактирования гистонов и метаболической регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к молочной кислоте-Гистону H3-K18
Примечания/Альтернативные названия	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Молочная кислота-Гистон H3-K18
Вид	Человек
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический лактилированный пептид вокруг K18 человеческого гистона H3, модифицированного молочной кислотой (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к другим модификациям
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом