


Кроличьи Мат К Lamin B1 Для Wb, Ihc-P - P20700

Артикул: CM0002431



введение

Кроличий моноклональный антитело к Lamin B1 для WB и IHC-P, валидированное на человеке, мыши и крысе. Ключевой компонент ядерной ламины, идеальный для исследований организации хроматина и ламинопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи МАТ к Lamin B1
Примечания/Псевдоним	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4001
GeneID	4001
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 450-550 человеческого Lamin B1 (P20700).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20700
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом