


Кроличье Моноклональное Антитело К Lamin B2 Для Wb - Q03252

Артикул: CM0008168



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против Lamin B2, для вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФ и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для изучения ядерной ламины и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Lamin B2 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	EPH9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84823
GeneID	84823
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03252
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом