


Поликлональное Антитело Кролика К Lamtor5 Для Вб, If/Icc, Ифа - O43504

Артикул: CM0026745



введение

Поликлональное антитело кролика к LAMTOR5, валидированное для ВБ, IF/ICC, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным антигеном. Направлено на белок комплекса Ragulator LAMTOR5 (HBXIP), участвующий в сигнализации mTORC1 и апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAMTOR5 кроличье pAb
Примечания/Синонимы	XIP; HBXIP; LAMTOR5
Вид	Человек
ID гена (человек)	10542
ID гена	10542
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-173 человеческого LAMTOR5 (NP_006393.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43504
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодильный пакет