

Кроличье Моноклональное Антитело К Рецептору Лпнп (Ldlr) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01130

Артикул: CM0002034



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому рецептору ЛПНП (LDLR), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований метаболизма холестерина и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к рецептору ЛПНП (LDLR)
Примечания/Альтернативные названия	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; Рецептор ЛПНП (LDLR)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3949
GeneID	3949
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 761-860 человеческого рецептора ЛПНП (LDLR) (NP_000518.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01130
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом