

Поликлональные Антитела Кролика Против Lect1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк, Ифа - O75829

Артикул: CM0026872

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого LECT1/хондромодулина (CNMD). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; реагируют с человеческим и мышинным белками. Подходят для исследований развития хряща, ангиогенеза и биологии сердечных клапанов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LECT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CHM1, CHM-I, LECT1, BRICD3, MYETS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11061
ID гена	11061
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 75-334 человеческого LECT1 (NP_008946.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75829
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	С ледяным пакетом