

Поликлональные Кроличьи Антитела К Lgals2 Для Wb, If-P, Elisa - P05162

Артикул: CM0028143



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к LGALS2, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА на образцах человека и мыши. Рекомбинантный иммуноген, 15 кДа, UniProt P05162. Идеальны для исследований лектинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	LGALS2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HL14; LGALS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3957
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-74 человеческого LGALS2 (NP_006489.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05162
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом