

Кроличий Маb Lhx2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P50458

Артикул: CM0003429

введение

Кроличий моноклональный антитело к LHX2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействует с человеческим, мышинным и крысиным LHX2, транскрипционным активатором, участвующим в лимфоидном и нейральном развитии. Идеально подходит для исследований IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий маб LHX2
Примечания/Псевдоним	LH2; hLhx2; LHX2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9355
GeneID	9355
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого LHX2 (P50458).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50458
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	Сумка со льдом