

Limd1, Кроличье Поликлональное Антитело - Q9Ugp4

Артикул: CM0019650

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого LIMD1 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с LIMD1 человека и мыши (72 кДа). Подходит для исследований супрессии опухолей, клеточной сигнализации и сайленсинга микроРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIMD1, кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиас	LIMD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8994
GeneID	8994
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–200 человеческого LIMD1 (NP_055055.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UGP4
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом