

Поликлональное Антитело Кролика Против Limk1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P53667

Артикул: CM0019193



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против LIMK1 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Ключевое для динамики актиновых филаментов и развития мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против LIMK1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	LIMK; LIMK-1; LIMK1
Вид	Человек
ID гена	3984
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 510-647 белка LIMK1 (NP_002305.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P53667
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом