

Кроличье Моноклональное Антитело К Lin28A - Q9H9Z2

Артикул: CM0002184



введение

Кроличье моноклональное антитело к LIN28A, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Нацелено на человеческий белок LIN28A, ключевой регулятор биогенеза miRNA и плюрипотентности. Идеально для исследований стволовых клеток и эмбрионального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к LIN28A
Примечания/Альтернативные названия	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Вид	Человек
GeneID	79727
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 100-209 человеческого белка LIN28A (NP_078950.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H9Z2
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом