

Кроличыи Маб Против Lipin 1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14693

Артикул: CM0010097

введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого Lipin 1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).
Перекрестная реакция с мышью и крысой.
Подходят для исследований липидного метаболизма, дифференцировки адипоцитов и динамики митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против Lipin 1
Примечания/Псевдоним	PAP1; Lipin 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23175
ID гена	23175
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слия fusion, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 101-200 человеческого Lipin 1 (Q14693).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14693
Молекулярный вес белка	99кДа
Доставка	Сумка со льдом