


Кроличий Поликлональный Антитело К Липокалину-2/Ngal - P80188

Артикул: CM0023747



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к липокалину-2/NGAL человека, валидированное для методов WB, IHC-P, IF-P и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для изучения метаболизма железа, врожденного иммунитета и заболеваний почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к липокалину-2/NGAL
Примечания/Синонимы	p25, 24p3, MSFI, NGAL, липокалин-2/NGAL
Вид	Человек
Идентификатор гена (Gene ID)	3934
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-198 липокалина-2/NGAL человека (NP_005555.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P80188
Молекулярная масса белка	23 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет