

Кроличья Поликлональная Антитело Llgl2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Llgl2

Артикул: CM0014010

введение

Кроличья поликлональное антитело (pAb) против LLGL2, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) для обнаружения белка LLGL2 мыши и крысы (~114 кДа). Подходит для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье pAb против LLGL2
Примечания/Псевдоним	Llglh2; 9130006H11Rik; LLGL2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3993
ID гена	217325
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 938-1027 мышиного LLGL2 (NP_663413.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
Молекулярный вес белка	114 кДа
Доставка	Сумка со льдом