

Кроличий МаБ К Lox Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P28300

Артикул: CM0003861

введение

Кроличий моноклональный антитело к LOX (лизилоксидаза), валидированное для WB, IHC-P, IP, ELISA. Реагирует с LOX человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса и фиброза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий мАБ к LOX
Примечания/Псевдоним	AAT10; LOX
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4015
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 318-417 LOX человека (P28300)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28300
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка-холодильник