

Кроличье Поликлональное Антитело К Lpin2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92539

Артикул: CM0018656

введение

Кроличье поликлональное антитело к LPIN2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с LPIN2 человека и мыши, фосфатидат-фосфатазой, участвующей в липидном обмене. Подходит для исследований метаболизма и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к LPIN2
Примечания/Альтернативные названия	LPIN2; липин 2
Вид	Человек
ID гена	9663
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-400 человеческого LPIN2 (NP_055461.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92539
Молекулярная масса белка	99 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом