

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Lrg1 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q91XL1

Артикул: CM0026802

введение

Кроличьи поликлональные антитела против мышиноного LRG1, валидированные для WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью с человеческим белком. Подходят для исследований белков с лейцин-богатыми повторами. Спецификации включают рекомбинантный иммуноген и молекулярную массу 38 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRG1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	A2GL; lrhg; Lrg; 1300008B03Rik; 2310031E04Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	116844
GeneID	76905
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-342 мышиноного LRG1 (NP_084072.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q91XL1
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка со льдом