

Кроличье Поликлональное Антитело К Lrp1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q07954

Артикул: CM0013533



введение

Кроличье поликлональное антитело к LRP1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с LRP1 человека и мыши — эндоцитарным рецептором массой 505 кДа, критически важным в метаболизме липидов и распространении TAU. Поддерживает исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний и нейронаук.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье pAb к LRP1
Примечания/Альтернативные названия	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4035
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-168 LRP1 (NP_002323.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q07954
Молекулярная масса белка	505 кДа
Доставка	В пакете со льдом