

Lsamp Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13449

Артикул: CM0015513

введение

Это кроличье поликлональное антитело LSAMP подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует LSAMP человека, мыши и крысы. Полезно для исследования нейронального наведения и развития гиппокампальных моховидных волокон.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSAMP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LAMP; IGLON3; LSAMP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4045
ID гена	4045
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 219-315 белка LSAMP человека (NP_002329.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13449
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом