

Ly-6A/E (Sca-1) Rabbit Pab - P05533

Артикул: CM0022513

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против мышиного Ly-6A/E (Sca-1), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований активации Т-клеток и стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ly-6A/E (Sca-1) Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1; Ly-6A/E (Sca-1)
Вид	Мышь
ID гена	110454
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 мышиного Ly6a. (NP_034868.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05533
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом