

Кроличье Поликлональное Антитело К Ly-6C Для Вб, Ифа - P0Cw02

Артикул: CM0019330

введение

Кроличье поликлональное антитело к Ly-6C, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на мышиный антиген лимфоцитов 6C1 (мембранный белок, связанный GPI-якорем). Подходит для исследования иммунных клеток и разработки диагностических тестов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Ly-6C
Примечания/алиасы	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Вид	Мышь
GeneID	17067 (Мышь)
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиногo Ly-6C
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P0CW02
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодовая упаковка