

Кроличье Моноклональное Антитело К Ly-6G Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35461

Артикул: CM0007191

введение

Высокопроизводительное кроличье моноклональное антитело к Ly-6G для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Валидировано на мышах, нацелено на лимфоцитарный антиген 6G (14 кДа, P35461) для исследований костного мозга и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ly-6G кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Вид	Мышь
GeneID	546644
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-105 мышиного Ly-6G (NP_001297367.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35461
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка-холодильник