


Поликлональное Кроличье Антитело К Lyar Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Nx58

Артикул: CM0021555



введение

Поликлональное кроличье антитело к LYAR (Q9NX58), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения роли LYAR в процессинге рРНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к LYAR
Примечания/синонимы	ZLYAR; ZC2HC2; LYAR
Вид	Человек
GeneID (человек)	55646
GeneID	55646
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10–160 человеческого LYAR (NP_060286.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NX58
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом