

Поликлональное Антитело Кролика К Лизоциму (Lyz) - P61626

Артикул: CM0016845



введение

Поликлональное антитело кролика к лизоциму (LYZ), валидированное для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с лизоцимом С человека и мыши — бактериолитическим ферментом. Идеально подходит для изучения антимикробной активности и амилоидоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к лизоциму (LYZ)
Примечания/Альтернативные названия	LZM; LYZF1; Lysozyme (LYZ)
Вид	Человек
ID гена (человек)	4069
ID гена	4069
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в составе аминокислот 1-100 человеческого лизоцима (LYZ) (NP_000230.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P61626
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодильный пакет