

Кроличье Поликлональное Антитело К М1-Специфичному Полиубиквитину Для Применений В Вестерн-Блоттинге, Дот-Блоттинге И Elisa

Артикул: CM0000067

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на М1-специфичный полиубиквитин, валидировано для вестерн-блоттинга, дот-блоттинга и ELISA. Определяет виды: человек, мышь, крыса. Идеально для исследований сцепки цепей убиквитина и разработки IVD-анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к М1-специфичному полиубиквитину
GeneID (Человек)	7314
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого М1-специфичного полиубиквитина (NP_066289.3/NP_061828.1)
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	Ледяной пакет