


Поликлональное Кроличье Антитело К Mad1/Mad1L1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Y6D9

Артикул: CM0014408



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого MAD1 (MAD1L1), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований контрольной точки сборки веретена деления и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к MAD1/MAD1L1
Примечания/синонимы	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8379
GeneID	8379
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360–700 человеческого MAD1L1 (NP_001013859.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6D9
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом