


Кроличье Моноклональное Антитело К Mad2B/Mad2L2 Для Вб, Иф/Мкк, Ифа - Q9Ui95

Артикул: CM0011920



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к MAD2B/MAD2L2 (REV7) для Вестерн-блоттинга, ИФ/МКК и ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репарации ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к MAD2B/MAD2L2
Примечания/Алиасы	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10459
ID гена	10459
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого MAD2B/MAD2L2 (Q9Ui95).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Ui95
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодильный пакет