


Madcam1 Кроличья Pab Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13477

Артикул: CM0027991



введение

Поликлональные кроличьи антитела к MADCAM1, подходящие для WB, IHC-P, ELISA. Взаимодействуют с человеческим, мышиным и крысиным MADCAM1 (~40 кДа). Идеальны для изучения слизистого иммунитета и миграции лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MADCAM1 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	MACAM1; MADCAM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8174
ID гена	8174
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого MADCAM1 (NP_570116.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13477
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом