

Кроличья Поликлональная Антитела К Mafb Для Вб И Ифа - Q9Y5Q3

Артикул: CM0017003

введение

Кроличья поликлональная антитела к MAFB — это поликлональное антитело, направленное против человеческого транскрипционного фактора MafB (36 кДа). Валидировано для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышиным и крысиным гомологами. Идеально подходит для исследований гемопоэза и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к MAFB
Примечания/Синонимы	KRML; MCTO; DURS3; MAFB
Вид реагента	Человек
ID гена (человек)	9935
ID гена	9935
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5Q3
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	С ледяным пакетом