

Кроличье Pab K Magoh - P61326

Артикул: CM0030058



введение

Кроличье поликлональное антитело к MAGOH для применений WB/ELISA. Распознает человеческий, мышиный, крысиный MAGOH (17 кДа). Идеально для исследований сплайсинга пре-мРНК, экзонного соединительного комплекса и nonsense-опосредованного распада.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к MAGOH
Примечания/Альтернативные названия	MAGOH1; MAGOHA; MAGOH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4116
GeneID	4116
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-146 человеческого MAGOH (NP_002361.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61326
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	В пакете со льдом