

Кроличье Моноклональное Антитело К Mammaglobin A - Q13296

Артикул: CM0002022

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к Mammaglobin A для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ELISA. Валидировано с использованием рекомбинантного белкового иммуногена, перекрестная реактивность с человеческим белком. Идеально для исследований рака молочной железы и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Mammaglobin A
Примечания/Альтернативные названия	MGB1; UGB2; PSBP1; Mammaglobin A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4250
ID гена	4250
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-93 человеческого Mammaglobin A (Q13296).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13296
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	В термосумке со льдом