

## Поликлональное Антитело Кролика К Man1A2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O60476

Артикул: CM0016095

### введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к MAN1A2 (UniProt O60476), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческую и мышиную маннозил-олигосахарид 1,2-альфа-маннозидазу IB – ключевой фермент в процессе отщепления остатков маннозы при биосинтезе N-гликанов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Поликлональное антитело кролика к MAN1A2                                                                                     |
| Примечания/алиасы         | MAN1B, MAN1A2                                                                                                                |
| Вид белка                 | Человек                                                                                                                      |
| ID гена (человек)         | 10905                                                                                                                        |
| ID гена                   | 10905                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 60-180 человеческого MAN1A2 (NP_006690.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                                                                                                |
| SWISS                     | O60476                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 73 кДа                                                                                                                       |
| Доставка                  | В сумке с холодильными элементами                                                                                            |