


Кроличье Моноклональное Антитело К Маннозному Рецептору/Cd206 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q61830

Артикул: CM0006585



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против С-конца мышиного Маннозного рецептора/CD206 (MRC1). Валидировано для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения эндоцитоза макрофагов и фагоцитоза патогенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Маннозный рецептор/CD206 кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1; Маннозный рецептор/CD206
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	4360
ID гена	17533
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q61830
Молекулярный вес белка	166 кДа
Доставка	С ледяным пакетом