

Map7D1 Кроличья Раb Для Wb, Elisa - Q3Kqu3

Артикул: CM0019437

введение

Поликлональные антитела кролика против MAP7D1 обнаруживают белок 1, содержащий домен MAP7, человека и мыши. Валидированы для WB и ELISA, эти антитела нацелены на белок, стабилизирующий микротрубки, участвующий в подвижности клеток и росте нейритов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAP7D1 Кроличья rAb
Примечания/Псевдоним	RPRC1; PARCC1; MAP7D1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55700
GeneID	55700
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-460 человеческого MAP7D1 (NP_060537.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q3KQU3
Молекулярный вес белка	93кДа
Доставка	Сумка со льдом