


Кроличья Поликлональная Антитела К Mapre1 - Q15691

Артикул: CM0030779



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MAPRE1, валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживают MAPRE1 (EB1) человека, мыши и крысы, иммуноген – рекомбинантный белок. Белок с молекулярной массой 30 кДа, поставка на льду. Подходит для исследований динамики микротрубочек и клеточного деления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к MAPRE1
Примечания/алиасы	EB1; MAPRE1
Вид	Человек
ID гена (человек)	22919
ID гена	22919
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 134-268 человеческого MAPRE1 (NP_036457.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15691
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодовой пакет