

Кроличыи Моноклональные Антитела К Триптазе Тучных Клеток Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15661

Артикул: CM0006055

введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческой триптазы тучных клеток (TPSAB1, Q15661), подходящие для WB, IHC-P, IP, ELISA. Перекрестная реакция с человеком и мышью. Валидированы для исследований дегрануляции тучных клеток и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАб к триптазе тучных клеток
Примечания/Псевдоним	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Триптаза-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7177
ID гена	7177
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15661
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом