

Mat1A Rabbit Pab - Q00266

Артикул: CM0030057



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого MAT1A (44 кДа), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для изучения биосинтеза S-аденозилметионина в печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAT1A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MAT; SAMS; MATA1; SAMS1; MAT1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4143
GeneID	4143
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-395 человеческого MAT1A (NP_000420.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00266
Молекулярный вес белка	44kDa
Доставка	Сумка со льдом