

Кроличья Поликлональная Антитело К Mavs Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Z434

Артикул: CM0027543



введение

Кроличья поликлональное антитело к MAVS (IPS1/VISA/CARDIF), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения врожденного иммунитета и противовирусной сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАб к MAVS
Примечания/Псевдоним	IPS1; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57506
GeneID	57506
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MAVS (NP_065797.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z434
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом