


Кроличье Рab К Mbd2 - Q9Ubb5

Артикул: CM0020761



введение

Кроличье pAb к MBD2 — это поликлональное антитело, полученное на кролике против человеческого белка MBD2, подходящее для вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белку. Идеально для исследований ремоделирования хроматина и сайленсинга генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к MBD2
Примечания/Альтернативные названия	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8932
GeneID	8932
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 202-411 человеческого белка MBD2 (NP_003918.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBB5
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом