


Поликлональное Антитело К Mbd2 Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ubb5

Артикул: CM0017224



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого MBD2, метил-CpG-связывающего транскрипционного репрессора и компонента комплекса NuRD. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований эпигенетики и сайленсинга генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MBD2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Вид	Человек
GeneID	8932
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-411 человеческого MBD2 (NP_003918.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBB5
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В термосумке со льдом