

Кроличья Поликлональная Антитела К Mbd6 Для Wb, Elisa - Q96Dn6

Артикул: CM0024213

введение

Анти-MBD6 кроличья поликлональная антитела, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующая с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к MBD6
Примечания/Алиасы	MBD6
Вид	Человек
GeneID (человек)	114785
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 880-980 человеческого MBD6 (NP_443129.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96DN6
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементом