

Кроличыи Поликлональные Антитела К Mcf2 Для Wb И Elisa - P10911

Артикул: CM0014656

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку MCF2 человека (протоонкоген DBL), подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с мышинными белками. Предназначены для изучения передачи сигналов Rho-ГТФаз и онкогенных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к MCF2
Примечания/Синонимы	DBL; ARHGEF21; MCF2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4168
Идентификатор гена	4168
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 872-1001 MCF2 человека (NP_001165347.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P10911
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом