


Поликлональное Антитело Кролика К Mcl1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q07820

Артикул: CM0016067



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий MCL1, для применения в вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований апоптоза и выживания клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCL1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4170
GeneID	4170
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q07820
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом