

Кроличья Поликлональная Антитело К Mcl1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q07820

Артикул: CM0013406



введение

Кроличья поликлональная антитело к MCL1, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает MCL1 человека и мыши (37 кДа), ключевой регулятор апоптоза. Идеально подходит для исследований выживаемости клеток и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCL1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4170
GeneID	4170
Иммуноген	Синтетический пептид в области аминокислот 150–250 человеческого MCL1 (NP_068779.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q07820
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодовой пакет