


Поликлональное Антитело К Мсм4 (Кролик) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P33991

Артикул: CM0018054



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок МСМ4, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Важный инструмент для изучения лицензирования репликации ДНК и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к МСМ4 (кролик)
Примечания / Алиасы	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; МСМ4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4173
ID гена	4173
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33991
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом